


BAS®

Rudice s.r.o.

Best Analytical Systems

Další 3 nové ICP-OES Teledyne Leeman Labs v ČR a SR v roce 2007



Vzhledem k zásadním inovacím ICP spektrometru Prodigy zahrnující rovněž možnost analýzy prvků z **VUV** oblasti jako jsou například **Cl**, **Br** a **I** společně s ostatními běžnými i exotickými prvky se výrazně rozšířila škála aplikací, kde se ICP Prodigy trvale masivně celosvětově prosazuje.

Jednou ze zajímavých a velmi náročných instalací v ČR je analýza bio etanolu dle ASTM a EN specifikací. Bio etanol se vyrábí přímo v ČR a přidává se do bezolovnatých benzínů v množství 5-7%. Mimo běžných prvků, které se striktně monitorují na úrovni stop ppm s ohledem na eliminaci nadměrného opotřebení motorů se zde přesně analyzují i velmi nízké koncentrace Chloru. Je tak zajištěn bezproblémový chod motorů a minimální emise. Pro více informací o této aplikaci a případné předvedení nás prosím kontaktujte.

Prodejem dalších 3 spektrometrů v ČR a SR roce 2007 potvrzuje firma Teledyne Leeman Labs svoji stálou pevnou pozici na trhu ICP-OES spektrometrů.

Vzhledem k nízkému kurzu USD je ta nejlepší doba pro nákup kvalitního přístroje Prodigy s nejlepšími analytickými parametry. Zákazník tak získá za nejlepší možnou cenu vysoce kvalitní ICP-OES spektrometr a rychlou dodávku.

Pro více informací o ICP spektrometru **Prodigy** a **referencích v ČR a SR** prosím kontaktujte firmu BAS Rudice, nebo využijte firemního dotazníku na našich www.bas.cz.