

Q8 Magellan ve Škoda Auto a.s.



Dovolujeme si Vám oznámit, že naše firma **BAS Rudice s.r.o.** dodala do **Škoda Auto a.s.** Mladá Boleslav na další **stacionární spektrometr**. Vybrán byl spektrometr **Q8 MAGELLAN** od německého **výrobce Bruker-Elemental, divize Quantron** z města Kleve. Spektrometry Bruker-Elemental dodávané společností BAS Rudice tak potvrzují svoji vedoucí pozici na trhu pro High-end aplikace.

Spektrometr Q8 MAGELLAN zde bude měřit šedou a tvárnou litinu, **celý sortiment ocelí a slitiny hliníku**. Spektrometrem Q8 Magellan jsou řízeny tavný hliník, které mají nepřetržitý tří směnný provoz. Budou na něm rovněž prováděny **rozbory ocelí pro kovářny** a pro účely **vstupní kontroly**.

Výběrového řízení se zúčastnily všechny přední firmy, které dodávají spektrometry pro analýzy kovů. Hlavní výběrová kritéria: kvalita, analytické parametry a přesnost spektrometru. V neposlední řadě i cena. Q8 Magellan je plně digitální spektrometr, který používá fotonásobiče. Ve standardním provedení tento spektrometr přináší nové technologie, které jsou u konkurenčních firem nadstandardem za příplatek.

U vítězné firmy BAS Rudice s.r.o. bylo dále kladně hodnoceno, že má prokazatelně nejlepší servis a je vedoucí firmou na trhu spektrometrů pro analýzy kovů v ČR a SR.

Pro více informací o spektrometru **Q8 MAGELLAN** prosím kontaktujte firmu BAS Rudice, nebo využijte firemního dotazníku na našich www.bas.cz.